



P313-04

Крем-паста EVABOND MOJITO для снятия искусственных ресниц

Только для профессионального использования!

Прежде чем приступить к работе, внимательно ознакомьтесь с инструкцией.

Описание:	Крем-паста для снятия нарощенных ресниц с ароматом "Мохито". Предназначена для быстрого и безболезненного снятия искусственных ресниц. Щадящая формула не раздражает слизистую глаз, благодаря чему средство можно использовать даже при открытых глазах. Время выдержки средства составляет всего 1-3 минуты.
Объем/Масса:	5гр
Состав:	Vegetable squalene, vitis vinifera (grape) seed oil, sorbitan isostearate, hydroxypropyl methylcellulose, bentonite, propylene carbonate, ethoxydiglycol, phenoxyethanol.
Способ применения:	<ol style="list-style-type: none">1. С помощью микробраша нанести крем-пасту плотным слоем в прикорневую зону ресниц. Выдержать средство 1-3 минуты. Если не все искусственные ресницы снялись, оставить средство еще на 1 мин.2. Микробрашем или пинцетом снять искусственные ресницы.3. Сухой ватной палочкой или микробрашем удалить остатки крем-пасты.3. Тщательно промыть глаза теплой водой с пенкой для умывания EVABOND BIO MOUSSE.

**Внимание! Для корректного проведения процедуры снятия и использования средства необходимо пройти обучение в Школе красивого бизнеса Евы Бонд!
Компания не несет ответственности за результат в случае неправильного использования материала.**

Меры предосторожности:	Внимание! Для профессионального использования! Запрещено использовать в случае возникновения аллергических реакций на компоненты средств! При попадании в глаза тщательно промыть проточной водой. При необходимости обратиться к врачу.
Рекомендации:	Не рекомендуется для самостоятельного снятия. Наносить средство при закрытых глазах, после нанесения можно открывать. После снятия искусственных ресниц тщательно удалить остатки средства сухой ватной палочкой или микробрашем, во избежание появления белого налета после контакта с водой. Тщательно промыть глаза теплой водой с пенкой для умывания EVABOND BIO MOUSSE.
Условия хранения:	Хранить герметично закрытым при комнатной температуре вдали от влаги, источников тепла и света, в месте, недоступном для детей.
Срок годности:	2 года с даты изготовления

Не допускать замерзания, переохлаждения и перегрева препарата!

Товар сертифицирован