



БУСТЕРЫ ELITE LINE

Компания **Irisk** создала серию средств, которые позволяют восстановить ногтевую пластину.

В их состав входят активные ингредиенты, который помогает ногтям стать более крепкими, благодаря образованию твердой структуры белка ногтя, а также использована формула сцепления молекул протеина, которая создает прочную кератиновую структуру в ногтевых пластинах. Средство используется в качестве интенсивного лечения тонких и ослабленных ногтей.

Однако, если ногти сильно истончены, подняты все чешуйки, то ногтевые пластины становятся крайне чувствительны, следовательно любое воздействие может вызвать негативную реакцию к любому родам покрытий, они чувствительны даже к бытовому воздействию (например воды). Наличие в средстве активных компонентов не только оказывают лечебное свойство, но и воздействуют на тепловые рецепторы.

При нанесении средства может наблюдаться термореакция из-за быстрого проникновения активных компонентов, в следствии чего происходит изменение структуры белка в клетках и межклеточном пространстве ногтевого ложа. Болевые ощущения в период заживления сильно истонченных ногтевых пластин, являются вариантом нормы.



Бустером необходимо пользоваться каждый день, нанося его на ногти, стараясь по возможности не трогать кутикулу. Ногти при этом должны быть чистые, обезжиренные и обязательно сухие. Наносится средство в два слоя, причем первый должен обязательно просохнуть. На следующий день препарат удаляется с ногтевой пластины и наносится заново.

Для достижения эффекта пользоваться средством необходимо как минимум две недели. Многие зависит от желаемого результата и состояния ногтей. Цветной лак во время курса лечения не применяется. Перед тем, как нанести новый слой лака, ногти следует очистить от прежнего покрытия. После окончания лечебного курса можно использовать не больше раза в неделю для профилактики.

Важное условие! Перед тем, как использовать бустер флакон нужно обязательно встряхнуть, а после применения очень хорошо вытереть края. Внимание! Бустеры не подходят для сверхчувствительных ногтей, а также для аллергиков, беременных и подростков. За неделю до начала использования рекомендуем биовоск для ногтей **C146-85**.



Компания **Irisk** создала серию средств, которые позволяют восстановить ногтевую пластину.

В их состав входят активные ингредиенты, который помогает ногтям стать более крепкими, благодаря образованию твердой структуры белка ногтя, а также использована формула сцепления молекул протеина, которая создает прочную кератиновую структуру в ногтевых пластинах. Средство используется в качестве интенсивного лечения тонких и ослабленных ногтей.

Однако, если ногти сильно истончены, подняты все чешуйки, то ногтевые пластины становятся крайне чувствительны, следовательно любое воздействие может вызвать негативную реакцию к любого родам покрытий, они чувствительны даже к бытовому воздействию (например воды). Наличие в средстве активных компонентов не только оказывают лечебное свойство, но и воздействуют на тепловые рецепторы.

При нанесении средства может наблюдаться термореакция из-за быстрого проникновения активных компонентов, в следствии чего происходит изменение структуры белка в клетках и межклеточном пространстве ногтевого ложа. Болевые ощущения в период заживления сильно истонченных ногтевых пластин, являются вариантом нормы.